



1. Naam van het product

Southpaw Zitschommel en Voetensteun

2. Product code

15628065

3. Omschrijving

Beweging naar veel verschillende kanten. Voor schommelbewegingen in elke gewenste richting en/of ronddraaien met behulp van een draaikoppeling (vereist, niet inbegrepen). Deze schommel zit is comfortabel in zittende tot liggende positie. De lichtgewicht aluminium voetensteun is volledig verstelbaar en ondersteunt voeten en benen. Een knipslot is inbegrepen. Niet geschikt voor buiten gebruik. Maximale belasting 90 kg. Afmeting zitje 105 x 58 cm.



4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties

Vestibulair

6. Instructies Zitschommel

BELANGRIJK: Controleer het apparaat onmiddellijk op eventuele schade dat ontstaan is tijdens het transport. Als er schade is opgetreden, neem dan onmiddellijk contact op met ons. Benodigd gereedschap voor montage: n.v.t.

Materialenlijst:

- Variabele afzwaai
- Blad met veiligheidsinstructies
- Veiligheidsklik
- Onderhoudscontrolelijst
- Instructie blad

BELANGRIJK: Houd alle onderdelen bij elkaar.

Minimale vereiste hoogte en benodigde ruimte: 8 voet = 2.4 meter

- Apparaat moet 6 voet = 1.8 meter verwijderd zijn van alle muren en andere obstakels.

Opmerking: dit product heeft een werklust van 200 lbs.

Hoogteregelaar of veiligheidsrotatie-apparaat nodig

Mogelijk heeft u een Southpaw-hoogteregelaar (5000) nodig om uw apparaat op de juiste hoogte af te stellen voor uw cliënt. Bij alle opgeschoolde apparatuur van Southpaw Enterprises, Inc. moet er een Southpaw Safety Rotational Device (2000) worden gebruikt om schade aan uw apparaat te voorkomen, tenzij anders vermeld is.





Alle garanties zijn ongeldig als een Southpaw Rotational Device niet wordt gebruikt of gebruikt met een rotatie-apparaat dat niet is goedgekeurd door Southpaw Enterprises, Inc.

Riem

- Mocht de ophangriem losraken tijdens het transport of wanneer deze wordt verwijderd voor reiniging, bevestig deze dan als volgt aan de schommel: Wikkel de riem om de bovenkant van het aluminium frame twee keer, waarbij het ene uiteinde van de riem onder het andere uiteinde wordt getrokken moet u beide keren. Bevestig vervolgens de veiligheidsklem aan de riem. Op dit punt moet het weefsel onder belasting strak rond het frame worden getrokken.

De hoek van de schommel aanpassen

- Verwijder eerst de cliënt uit de schommel. Draai vervolgens de knoppen van de positioneringsplaat aan de zijanten van de swing los totdat de tanden van de platen loskomen. Draai de hoek van de stoel in de gewenste positie en draai de knoppen vast totdat de tanden van de positioneerplaten volledig vastklikken. Maak de knoppen niet meer los dan nodig is om de schommel in te stellen.
- Nadat u de swing in de juiste positie hebt ingesteld, kunt u extra stabiliteit aan de stoel toevoegen door de koorden aan de buiten lus van het frame te binden.

BELANGRIJK

- Pas nooit de hoek van de schommel aan terwijl een cliënt zich in de schommel bevindt. Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Gebruik de schommel nooit zonder het meegeleverde veiligheidssysteem.
- Laat cliënten nooit onbeheerd achter in de variabele as-schommel.
- Gebruik de schommel nooit zonder een veiligheidsrotatie-apparaat - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een catastrofaal falen van de schommel
- Voordat u een cliënt in de schommel plaatst, hangt u de schommel op en zorgt u ervoor dat de ophangriem op zijn plaats zit en vastzit. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Onderhoudscontrolelijst: Alle volgende slijtplekken moeten maandelijks worden gecontroleerd en worden vastgelegd in de bijbehorende checklist:

- Veiligheidsklemmen en alle metaal-op-metaalverbindingen, het rotatieapparaat en de bovenste lus van de schommel. Zie Instructieblad veiligheidsmuis voor onderhoudscontrolelijst.

Waarschuwing • Er moet altijd een Southpaw-veiligheidsrotatie worden gebruikt. Raadpleeg het instructieblad veiligheidsrotatie-apparaten voor een onderhoudscontrolelijst.

- Controleer de top lus op slijtage, zorg ervoor dat de stof niet versleten of gerafeld is. Als dit is gevonden, stop dan met het gebruik totdat het is gerepareerd.
- Controleer op gescheurde dekking of gescheurde naden. Als dit is gevonden, stop dan met het gebruik totdat het is gerepareerd.

Waarschuwing: Controleer de oog bout van het plafond op slijtage en beweging. Gebruik een Southpaw veiligheidsrotatie-apparaat om abnormale slijtage te voorkomen. Vloermatten met de juiste dikte moeten op passende wijze onder en rond de schommel worden geplaatst





Opmerking: Gebruik bij het vervangen van de veiligheidsklemmen of de rotatieapparaten alleen Southpaw-vervangingen vanwege normale slijtage.

We raden het gebruik van aluminium veiligheidsklemmen of karabijnhaken af, ook al zijn deze lichter of goedkoper. Aluminium drukknopen zullen veel sneller slijten dan stalen drukknopen. Deze slijtage kan een gevaar voor de gezondheid opleveren als gevolg van omgang met mogelijke ingestie van aluminiumdeeltjes.

Voorzorgsmaatregelen voor matten: gebruik altijd de juiste matten.

Opslag procedures

- Bewaar het niet in direct zonlicht
- De opslag mag niet toegankelijk zijn voor klanten zonder de juiste supervisie.

Reinigingsinstructies

- Controleer eerst op klantallergieën.
- Neem contact op met uw afdeling infectieziekten voordat u deze procedures gebruikt.
- Wasbaar in de wasmachine wasbaar in koud water.
- Droog aan de lucht (niet in de droger - het deksel smelt in de droger).
- Maak het frame schoon met een vochtige doek met water en zeep of een desinfecterend middel.





Veiligheid

- Controleer de oog bout van het plafond op slijtage en beweging. Gebruik een Southpaw veiligheidsrotatie-apparaat om abnormale slijtage te voorkomen.
- Vloermatten met de juiste dikte moeten op de juiste manier onder en rond alle hangende apparatuur worden geplaatst.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheid van uw cliënten hangt af van de juiste keuze van de activiteiten en fysieke mogelijkheden. Gebruik geschikte veiligheidstechnieken. Bovendien is de indeling van uw activiteitengebied, de juiste installatie en het onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang. Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. In geen geval mag het apparatuur worden gebruikt zonder deugdelijk toezicht.

Dit blad is bijvoorbeeld alleen bedoeld voor. Het is niet de bedoeling om op enigerlei wijze lokale, provinciale, provinciale of federale normen te vervangen. Let op: het is uw verantwoordelijkheid om alle relevante veiligheidsinformatie te vinden die betrekking heeft op uw faciliteit.

7. Instructies Voetensteun

Materialenlijst:

- Voetensteun
- Instructie blad
- Onderhoudscontrolelijst

De voetsteun bevestigen

- Kantel de stoel met uw lege schommel totdat deze parallel loopt met de vloer.
- Verwijder de rubberen eindkappen van de lange rechte buizen van de voetsteun. Deze worden later vervangen.
- Verwijder de voetsteunklemmen van het uiteinde van de lange rechte buizen door de knoppen los te maken en de twee helften te scheiden. Verwar de klem niet met de positioneringsplaat. De positioneringsplaten zijn rond met veel tanden.
- Plaats de klemmen op de binnenring van de as schommel (de borduurring met de zitting erop), net boven de positioneringsplaten van de schommel. De knoppen moeten van de schommel worden afgewend en de klem moet naar beneden zijn gericht. Draai de klemmen nog niet vast. Op dit punt moet het gat in de klem dat geschikt is voor de lange, rechte voetsteunbuizen zich onder de stoel bevinden. Opmerking: de voetsteunklemmen kunnen nummers op één uiteinde hebben gestempeld. De klemhelften met dezelfde nummers moeten één paar blijven en de uiteinden met de nummers moeten bij elkaar worden gehouden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een onjuiste passing van de klem.
- Plaats de voetsteun net onder de zitting van de as schommel, met de rits op het bedekte materiaal naar de vloer gericht.
- Schuif de lange rechte buizen in het beschikbare gat in de klem. Stel de voetsteun in op de gewenste lengte en draai de klemmen vast. De klem zal iets naar binnen worden gekanteld.
- Vervang de rubberen eindkappen op de uiteinden van de lange rechte buizen van de voetsteun. Op dit punt moet de voetsteun stevig worden bevestigd aan de as schommel.





De hoek van de voetsteun wijzigen

- Draai de knoppen op de positioneringsplaten van de voetsteun los totdat de tanden loskomen. Verander de hoek van het met doek beklede gedeelte naar de gewenste positie en draai de knoppen vast totdat de tanden volledig vastklikken. Draai de knoppen niet meer dan nodig is om de voetsteun af te stellen.

De lengte van de voetsteun wijzigen

- Om de lengte aan te passen hoe dicht het met het materiaal bedekte uiteinde van de voetsteun op de stoel zit, draait u de knoppen op de voetsteunklemmen los (niet de positioneringsplaten) en schuift u de lange rechte buizen van de voetsteun in de gewenste positie.

Draai de klemmen vast totdat de voetsteun weer stevig wordt vastgehouden door de klemmen. Maak de klemmen alleen voldoende los om de buizen in de juiste positie te schuiven.

Onderhoudslijst

Alle volgende slijtagestanden moeten maandelijks worden gecontroleerd en vastgelegd in de bijgevoegde checklist. Controleer dekking op gescheurde of gescheurde naden. Als er scheuren of scheurtjes worden gevonden, stop dan met het gebruik totdat het gerepareerd is.

Opslag procedures

- Bewaar het niet in direct zonlicht
- De opslag mag niet toegankelijk zijn voor klanten zonder de juiste supervisie.

Reinigingsinstructies

Neem contact op met uw afdeling infectieziekten voordat u deze procedures gebruikt.

- Controleer eerst op klantallergieën.
- Deksel is wasbaar in de machine - koud water, mild reinigingsmiddel.
- Droogtrommel, op laag vuur.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheid van uw cliënten hangt af van de juiste keuze van de activiteiten en fysieke mogelijkheden. Gebruik geschikte veiligheidstechnieken. Bovendien is de indeling van uw activiteitengebied, de juiste installatie en het onderhoud van uw apparatuur van cruciaal belang. Southpaw-apparatuur is niet bedoeld voor recreatief of buitengebruik. In geen geval mag het apparatuur worden gebruikt zonder deugdelijk toezicht.

Dit blad is bijvoorbeeld alleen bedoeld voor. Het is niet de bedoeling om op enigerlei wijze lokale, provinciale, provinciale of federale normen te vervangen. Let op: het is uw verantwoordelijkheid om alle relevante veiligheidsinformatie te vinden die betrekking heeft op uw faciliteit.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

