



## 1. Naam van het product

Geurkussen kalmerend

## 2. Product code

16610170

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld.



## 4. Korte omschrijving

Luxe kussentje gevuld met tarwekorrels met zorgvuldig geselecteerde geur om te kalmeren, stress te verdrijven en de spieren te ontspannen. Als koud kompres te gebruiken door het een nacht in de vriezer te leggen of als warm kompres door het te verwarmen in de oven of magnetron. De geur blijft zeker 3 maanden. Een product dat bestaat uit natuurlijke bestanddelen en duurzaam is. Voorzien van een hygiënische, machine wasbare hoes. Niet te gebruiken tijdens zwangerschap of als u lijdt aan een hoge bloeddruk.

## 5. Inhoud

1x geurkussen

## 6. Zintuigen stimulaties

Voelen

## 7. Veiligheid

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LET OP!!!</b><br>Niet gebruiken tijdens zwangerschap of als u een hoge bloeddruk heeft!!!! |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Technische informatie

Afmeting : 49 x 16 cm





### **Gebruik**

Het kussen kan op vele verschillende manieren worden gebruikt. Het is heel ontspannend bij verwarming en dan geplaatst over de schouders en nek of rond de onderrug, dit kan de lichaamshouding bevorderen. Maar het kussen is ook fijn om het verkoelend te gebruiken.

### **Verwarmend gebruiken**

Plaats het kussen in de magnetron en verwarm gedurende 2,5 minuut op hoog vermogen  
Ovenmethode: plaats het kussen in de oven met een deksel, of wikkel het in aluminiumfolie.  
Verwarm gedurende 10-15 minuten op een laag-middelmatige temperatuur (160 graden of gasaanduiding 3).

**Verwarm het kussen nooit binnen 30 minuten opnieuw en laat het kussen nooit zonder toezicht in de oven!!**

### **Verkoelend gebruiken**

Plaats het kussen in een plastic zak in de vriezer. Voor het beste resultaat, kunt u hem het best een hele nacht in de vriezer laten. Verwijder hierna de zak van het kussen en eventuele ijs die zich op het kussen hebben gevormd. Maak de binnenzak nooit nat.





Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

